

Pt 100 Präzisions-Thermometer

Ersatzfühler und Zubehör für TFX 430

Ersatzfühler für TFX 430

TPX 130: Fühlerbauform stumpf



Edelstahlnadel,
Ø 3 mm, L = 130 mm, stumpf

TPX 230: Fühlerbauform spitz



Edelstahlnadel,
Ø 3 mm, L = 130 mm, spitz

TPX 330: Fühlerbauform verglast



Edelstahlnadel glasummantelt,
Ø 8 mm, L = 190 mm, stumpf

Zubehör



AG 130

Transportkoffer für Thermometer und
TPX 130, TPX 230



AG 150

Kunststoffhalterung passend für
10 mm und 12 mm Lamusstative



AG 140

Schutzhülle

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Stumpfer Fühler, NL 130 mm, Ø 3 mm	TPX 130	1341-5437
Spitzer Fühler, NL 130 mm, Ø 3 mm	TPX 230	1341-5438
Verglaster Fühler, NL 190 mm, Ø 8 mm	TPX 330	1341-5439
Verlängerungskabel f. TFX 430 (1 m Silikon) *	AX 110	1340-5020
Kunstleder-Etui	AG 120	1341-0619
Transportkoffer	AG 130	1341-3854
Kunststoff-Halterung	AG 150	1340-5000
Schutzhülle, rot	AG 140	1340-5005

* weitere Kabellängen auf Anfrage

Bemerkung

Ein passendes Kalibrierbad finden Sie auf Seite 96.