



Straight high vacuum stopcock, „Witaflo“,
Type N, borosilicate glass, valve plug made
of PTFE

*Robinet droit type N pour vide poussé en verre
borosilicaté avec pointeau en téflon
interchangeable „Witaflo“, débit de fuite > 10⁻⁸*

Bore Voie mm	Side arms Ø Branche cap. Ø mm	Length, arms Long. de branche mm	Order No. N° de code
3	8	75	0.291.103
6	10	75	0.291.106

High vacuum valve, right angle, „Witaflo“,
borosilicate glass, valve plug made of PTFE

*Robinet à angle droit pour vide poussé en verre
borosilicaté avec pointeau en téflon
interchangeable „Witaflo“, débit de fuite > 10⁻⁸*

Bore Voie mm	Side arms Ø Branche cap. Ø mm	Length, arms Long. de branche mm	GL GL	Order No. N° de code
3	8	75	14	0.293.003
6	10	75	18	0.293.006
10	18	85	24	0.293.010
15	20	85	24	0.293.015

High vacuum valve, right angle, „Witaflo“,
Type N, borosilicate glass, valve plug made
of PTFE

*Robinet à angle droit type N pour vide poussé en
verre borosilicaté avec pointeau en téflon
interchangeable „Witaflo“, débit de fuite > 10⁻⁸*

Bore Voie mm	Side arms Ø Branche cap. Ø mm	Length, arms Long. de branche mm	Order No. N° de code
3	8	75	0.293.103
6	10	75	0.293.106

90°, ultra high vacuum valves, „SVT“, with
valve-bellow, made of V4A steel, with Viton
O-ring seal, leak rate > 10⁻⁹, made of
borosilicate glass

*Robinet angulaire à 90° pour ultra-vide, en verre
borosilicaté avec vanne en acier inoxydable et
joint en viton, débit de fuite > 10⁻⁹, en verre
borosilicaté*

Bore Voie mm	Side arms Ø Branche cap. Ø mm	Length, arms Long. de branche mm	Order No. N° de code
9	12	60	* 0.298.010
20	26	75	* 0.298.020

* as long on stock

Standard Rotaflo stopcocks,
with 2 side arms in-line for vacuum up to
10⁻⁴ mm Hg, made of borosilicate glass

*Robinet standard Rotaflo
à 2 branches en ligne, pour vide jusqu'à
10⁻⁴ mm Hg, en verre borosilicaté*

Bore Voie mm	Side arms Ø Branche cap. Ø mm	Overall length Longueur totale mm	Order No. N° de code
3	8	210	0.299.000
6	10	210	0.299.001

Standard Rotaflo stopcocks,
with 2 perpendicular arms for vacuum up
to 10⁻⁴ mm Hg, made of borosilicate glass


*Robinet standard Rotaflo
à 2 branches perpendiculaires, pour vide
jusqu'à 10⁻⁴ mm Hg, en verre borosilicaté*

Bore Voie mm	Side arms Ø Branche cap. Ø mm	Overall length Longueur totale mm	Order No. N° de code
3	8	150	0.299.010
6	10	165	0.299.011


High-performance Rotaflo stopcocks,
with 2 side arms in-line for vacuum up to
10⁻⁷ mm Hg, made of glass/PTFE
chemically inert and resistant up to 200 °C,
made of borosilicate glass

*Robinet Rotaflo à haute performance
à 2 branches en ligne pour vide jusqu'à 10⁻⁷ mm
Hg, ensemble en verre/téflon (PTFE)
chimiquement inerte, résistant jusqu'à 200 °C, en
verre borosilicaté*


Bore Voie mm	Side arms Ø Branche cap. Ø mm	Overall length Longueur totale mm	Order No. N° de code
3	8	210	0.299.020
6	10	210	0.299.021
10	10	225	0.299.022



0.291.***



0.293.***



0.298.***



0.299.00*
0.299.02*



0.299.01*