



Pipette stand, hold a maximum of 94 pipettes. The special elastic of springy construction of the stand plates prevents any damage to the pipette point. The remains of the liquid drips from pipette to slanted base plate where it is held by reinforced rim, made of Polypropylene (PP)

Portoir pour pipettes, universel, en polypropylène (PP), admet jusqu'à 94 pipettes

Order No.

N° de code

7.081.001



7.081.***

Volumetric flasks

Fioles jaugées

Volumetric flasks, DIN EN ISO 1042

made of DURAN, with acid and alkali resistant ring marks and inscriptions, DIFFICO amber stain graduation

Fioles jaugées selon DIN EN ISO 1042 en verre borosilicaté avec graduations et inscriptions en couleur marron résistantes aux attaques chimiques

Volumetric flasks, with screw caps, top closed, with PTFE washer, class A,

conformity certified, for officially testing, DIFFICO brown, made of borosilicate glass, with certificate in the box

Fioles jaugées Classe A, en verre borosilicaté avec bouchon à visser et joint en téflon. Inscriptions en couleur marron, livrées avec certificat

Capacity Capacité ml	Tolerance Tolérance ml	Screw thread Filetage GL	Order No. N° de code
5	0.025	14	3.642.000
10	0.025	14	3.642.001
20	0.040	14	3.642.002
25	0.040	14	3.642.003
50	0.060	18	3.642.005
100	0.100	18	3.642.010
200	0.150	18	3.642.020
250	0.150	18	3.642.025
500	0.250	25	3.642.050
1000	0.400	32	3.642.100
2000	0.600	32	3.642.200
5000	1.200	32	3.642.500

Volumetric flasks, class A


conformity certified, without stopper, ground joint neck, DIFFICO brown, made of borosilicate glass, with certificate in the box

Fioles jaugées en verre borosilicaté, classe A certifiée conforme, col à rodage normalisé et sans bouchon. Inscriptions en couleur marron, livrées avec certificat


Capacity Capacité ml	Tolerance Tolérance ml	Socket Cône femelle ST	Order No. N° de code
5	0.025	7/16	3.662.000
10	0.025	7/16	3.662.001
20	0.040	10/19	3.662.002
25	0.040	10/19	3.662.003
50	0.060	12/21	3.662.005
50	0.100	14/23	3.662.006
100	0.100	12/21	3.662.010
100	0.100	14/23	3.662.011
200	0.150	14/23	3.662.020
250	0.150	14/23	3.662.025
500	0.250	19/26	3.662.050
1000	0.400	24/29	3.662.100
1000	0.600	29/32	3.662.101
2000	0.600	29/32	3.662.200
5000	1.200	34/35	3.662.500

**Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments,
please refer to pages 171/1 and 171/2**

*Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG,
veuillez syp vous référer aux pages 171/3 et 171/4*



3.642.***



3.662.***



3.664.***

Volumetric flasks, class A
conformity certified, with ST-Polyethylene
stoppers, DIFFICO brown, made of
borosilicate glass, with certificate in the
box

*Fioles jaugées en verre borosilicaté, classe A
certifiée conforme, avec bouchon en polyéthylène
à rodage normalisé. Inscriptions en couleur
marron, livrées avec certificat*

Capacity Capacité ml	Tolerance Tolérance ml	Socket Cône femelle ST	Order No. N° de code
5	0.025	7/16	3.664.000
5	0.040	10/19	3.664.015
10	0.025	7/16	3.664.001
10	0.040	10/19	3.664.012
15 *	0.040	10/19	3.664.016
20	0.040	10/19	3.664.002
20	0.040	7/16	3.664.021
25	0.040	10/19	3.664.003
25	0.060	12/21	3.664.014
50	0.060	12/21	3.664.005
50	0.100	14/23	3.664.006
100	0.100	12/21	3.664.010
100	0.100	14/23	3.664.011
200	0.150	14/23	3.664.020
250	0.150	14/23	3.664.025
500	0.250	19/26	3.664.050
1000	0.400	24/29	3.664.100
1000	0.600	29/32	3.664.101
2000	0.600	29/32	3.664.200
5000	1.200	34/35	3.664.500

* not EN ISO / sans EN ISO



3.664.*** BL

Volumetric flasks, class A
conformity certified, with ST-Polyethylene
stoppers, Blue graduated, made of
borosilicate glass, with certificate in the
box

*Fioles jaugées en verre borosilicaté, classe A
certifiée conforme, avec bouchon en polyéthylène
à rodage normalisé. Inscription en couleur bleu,
livrées avec certificat*

Capacity Capacité ml	Tolerance Tolérance ml	Socket Cône femelle ST	Order No. N° de code
5	0.025	7/16	3.664.000 BL
5	0.040	10/19	3.664.015 BL
10	0.025	7/16	3.664.001 BL
10	0.040	10/19	3.664.012 BL
15 *	0.040	10/19	3.664.016 BL
20	0.040	10/19	3.664.002 BL
20	0.040	7/16	3.664.021 BL
25	0.040	10/19	3.664.003 BL
25	0.060	12/21	3.664.014 BL
50	0.060	12/21	3.664.005 BL
50	0.100	14/23	3.664.006 BL
100	0.100	12/21	3.664.010 BL
100	0.100	14/23	3.664.011 BL
200	0.150	14/23	3.664.020 BL
250	0.150	14/23	3.664.025 BL
500	0.250	19/26	3.664.050 BL
1000	0.400	24/29	3.664.100 BL
1000	0.600	29/32	3.664.101 BL
2000	0.600	29/32	3.664.200 BL
5000	1.200	34/35	3.664.500 BL

* not EN ISO / sans EN ISO

**Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments,
please refer to pages 171/1 and 171/2**

*Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG,
veuillez syp vous référer aux pages 171/3 et 171/4*



Volumetric flasks, class A

conformity certified, with ST-Polyethylene stoppers, DIFFICO brown, with spout, made of borosilicate glass, with certificate in the box

Fioles jaugées à bec en verre borosilicaté, classe A, certifiée conforme, à bec et avec bouchon en polyéthylène à rodage normalisé. Inscriptions en couleur marron et livrées avec certificat

Capacity Capacité ml	Tolerance Tolérance ml	Socket Cône femelle ST	Order No. N° de code
5 *	0.040	10/19	3.664.015 A
10 *	0.040	10/19	3.664.012 A
15 *	0.040	10/19	3.664.016 A
20 *	0.040	10/19	3.664.002 A
20 *	0.040	7/16	3.664.021 A
25 *	0.040	10/19	3.664.003 A
25 *	0.060	12/21	3.664.014 A
50 *	0.060	12/21	3.664.005 A
50 *	0.100	14/23	3.664.006 A
100 *	0.100	12/21	3.664.010 A
100 *	0.100	14/23	3.664.011 A
200 *	0.150	14/23	3.664.020 A
250 *	0.150	14/23	3.664.025 A
500 *	0.250	19/26	3.664.050 A
1000 *	0.400	24/29	3.664.100 A
1000 *	0.600	29/32	3.664.101 A
2000 *	0.600	29/32	3.664.200 A
5000 *	1.200	34/35	3.664.500 A

* not EN ISO / sans EN ISO




Volumetric flasks, class DIN-A

conformity certified, with ST-hollow glass stoppers, DIFFICO brown, made of borosilicate glass, with certificate in the box


Fioles jaugées en verre borosilicaté, classe A certifiée conforme, avec bouchon en verre creux à rodage normalisé. Inscriptions en couleur marron, livrées avec certificat

Capacity Capacité ml	Tolerance Tolérance ml	Socket Cône femelle ST	Order No. N° de code
5	0.025	7/16	3.668.000
5	0.040	10/19	3.668.015
10	0.025	7/16	3.668.001
10	0.040	10/19	3.668.012
15 *	0.040	10/19	3.668.016
20	0.040	10/19	3.668.002
20	0.040	7/16	3.668.021
25	0.040	10/19	3.668.003
25	0.060	12/21	3.668.014
50	0.060	12/21	3.668.005
50	0.100	14/23	3.668.006
100	0.100	12/21	3.668.010
100	0.100	14/23	3.668.011
200	0.150	14/23	3.668.020
250	0.150	14/23	3.668.025
500	0.250	19/26	3.668.050
1000	0.400	24/29	3.668.100
1000	0.600	29/32	3.668.101
2000	0.600	29/32	3.668.200
5000	1.200	34/35	3.668.500

* not EN ISO / sans EN ISO




3.664.***A



3.668.***

**Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments,
please refer to pages 171/1 and 171/2**

*Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG,
veuillez syp vous référer aux pages 171/3 et 171/4*



3.669.***



3.670.***

Volumetric flasks, trapezoidal, class A, conformity certified, with ST-Polyethylene stoppers, DIFFICO brown or blue graduated, made of borosilicate glass, with certificate in the box

Fioles jaugées trapézoïdiales en verre borosilicaté, classe A, certifiée conforme, avec bouchon en polyéthylène à rodage normalisé. Inscriptions en couleur marron ou bleu, livrées avec certificat

Capacity	Tolerance	Socket	Brown graduation	Blue graduation
Capacité	Tolérance	Cône femelle	Graduation en couleur marron	Graduation en couleur bleu
ml	ml	ST		
1	0.025	7/16	3.669.000	3.669.000 BL
2	0.025	7/16	3.669.001	3.669.001 BL
3 *	0.025	7/16	3.669.002	3.669.002 BL
5	0.025	7/16	3.669.003	3.669.003 BL
5	0.040	10/19	3.669.015	3.669.015 BL
10	0.025	7/16	3.669.005	3.669.005 BL
10	0.040	10/19	3.669.010	3.669.010 BL
20	0.040	7/16	3.669.020	3.669.020 BL
25	0.040	10/19	3.669.025	3.669.025 BL
25	0.060	12/21	3.669.014	3.669.014 BL
50	0.060	12/21	3.669.050	3.669.050 BL
50	0.100	14/23	3.669.100	3.669.100 BL
100 *	0.100	12/21	3.669.200	3.669.200 BL
100 *	0.100	14/23	3.669.500	3.669.500 BL

* not EN ISO / sans EN ISO

Volumetric flasks, class A conformity certified with ST-hollow glass stoppers DIFFICO white, made of amber borosilicate glass, with certificate in the box

Fioles jaugées en verre brun borosilicaté, classe A certifiée conforme, avec bouchon en verre creux blanc à rodage normalisé. Inscriptions en couleur blanche, livrées avec certificat

Capacity	Tolerance	Socket	Order No.
Capacité	Tolérance	Cône femelle	N° de code
ml	ml	ST	
5	0.025	7/16	3.670.000
5	0.040	10/19	3.670.015
10	0.025	7/16	3.670.001
10	0.040	10/19	3.670.012
15 *	0.040	10/19	3.670.016
20	0.040	10/19	3.670.002
20	0.040	7/16	3.670.021
25	0.040	10/19	3.670.003
25	0.060	12/21	3.670.014
50	0.060	12/21	3.670.005
50	0.100	14/23	3.670.006
100	0.100	12/21	3.670.010
100	0.100	14/23	3.670.011
200	0.150	14/23	3.670.020
250	0.150	14/23	3.670.025
500	0.250	19/26	3.670.050
1000	0.400	24/29	3.670.100
1000	0.600	29/32	3.670.101
2000	0.600	29/32	3.670.200
5000	1.200	34/35	3.670.500

* not EN ISO / sans EN ISO

All volumetric flasks are available with:

- individual certificate
- official governmental certificate
- add. certificate governmental tested

Toutes les fioles sont disponibles avec:

- Certificat individuel
- Certificat officiel
- Certificat officiel additionnel

Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments, please refer to pages 171/1 and 171/2

Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG, veuillez syp vous référer aux pages 171/3 et 171/4



Volumetric flasks, class A

conformity certified with ST-Polyethylene stoppers DIFFICO white, made of amber borosilicate glass, with certificate in the box

Fioles jaugées en verre brun borosilicaté, classe A

certifiée conforme, avec bouchon en polyéthylène à rodage normalisé. Inscriptions en couleur marron, livrées avec certificat

Capacity Capacité ml	Tolerance Tolérance ml	Socket Cône femelle ST	Order No. N° de code
5	0.025	7/16	3.670.000 P
5	0.040	10/19	3.670.015 P
10	0.025	7/16	3.670.001 P
10	0.040	10/19	3.670.012 P
15 *	0.040	10/19	3.670.016 P
20	0.040	10/19	3.670.002 P
20	0.040	7/16	3.670.021 P
25	0.040	10/19	3.670.003 P
25	0.060	12/21	3.670.014 P
50	0.060	12/21	3.670.005 P
50	0.100	14/23	3.670.006 P
100	0.100	12/21	3.670.010 P
100	0.100	14/23	3.670.011 P
200	0.150	14/23	3.670.020 P
250	0.150	14/23	3.670.025 P
500	0.250	19/26	3.670.050 P
1000	0.400	24/29	3.670.100 P
1000	0.600	29/32	3.670.101 P
2000	0.600	29/32	3.670.200 P
5000	1.200	34/35	3.670.500 P

* not EN ISO / sans EN ISO



3.670.***

Volumetric flasks, acc. to Kohlrausch, for sugar analysis, blue graduation, made of borosilicate glass


Fioles jaugées selon Kohlrausch, pour l'analyse des sucres, en verre borosilicaté avec graduations bleues

Capacity Capacité ml	Order No. N° de code
100	3.671.100
200	3.671.200

Viscometer flask, acc. to Engler, 2 ring marks, blue graduation, made of borosilicate glass

Flote jaugée d'Engler, en verre borosilicaté à 2 traits et graduations bleues

Capacity Capacité ml	Tolerance Tolérance ml	Order No. N° de code
100 + 100	0.1	3.671.201



3.671.***

Volumetric flasks, for sugar analysis, with 2 marks, made of borosilicate glass

Fioles jaugées pour l'analyse des sucres, en verre borosilicaté à 2 traits


Capacity Capacité ml	Order No. N° de code
50/55	3.672.050
100/110	3.672.100
200/220	3.672.200

BOD bottles


for water treatment, complete with interchangeable ST-hollow glass stopper, no need to select bottle-stopper after cleaning, made of borosilicate glass

Flacons pour la DBO, en verre borosilicaté complet avec bouchon en verre creux interchangeable à rodage normalisé


Capacity Capacité ml	Socket Cône femelle ST	Order No. N° de code
100	14/23	3.675.001
100	29/32	3.675.002



3.672.***



3.675.***



3.685.***

Over-flow-flasks, volumetric, for water treatment, cuted and grounded exactly at the volume-mark, without stopper, class B, made of borosilicate glass

Fioles jaugées à débordement, en verre borosilicaté, pour le traitement des eaux, sans bouchon, Classe B, parfaitement coupées et rodées


Capacity Capacité ml	Suitable for instruments of Compatibles aux instruments de			Order No. N° de code
	HACH	H&V	WTW	
21.7	X			3.685.021
22.7			X	3.685.022
43.5			X	3.685.044
56.0	X	X		3.685.056
94.0	X	X		3.685.094
97.0			X	3.685.097
100.0	X	X	X	3.685.100
110.0	X	X	X	3.685.110
150.0	X	X	X	3.685.150
157.0	X	X		3.685.157
164.0			X	3.685.164
200.0	X	X	X	3.685.200
244.0	X	X		3.685.244
250.0			X	3.685.250
275.0	X	X	X	3.685.275
285.0	X	X	X	3.685.285
300.0	X	X	X	3.685.300
360.0	X	X		3.685.360
365.0			X	3.685.365
428.0	X		X	3.685.428
432.0			X	3.685.432
450.0	X	X	X	3.685.450
650.0	X	X	X	3.685.650
700.0	X	X	X	3.685.700
740.0	X	X	X	3.685.740

Clip - the reading aid
made of Polypropylene (PP), white colour, with grip deepening, unbreakable, with permanent clamping effect, resistant to acids and alkalis, as replacement for self-created back-ground on clear glass measuring instruments, for better recognizing and adjusting the liquid level onto graduations and ring marks, packed 10 pcs. in plastic bag in a carton

Clips de lecture, en polypropylène (PP), blanche incassable et résistante aux acides, permet de mieux régler et ajuster le niveau du liquide sur les graduations des instruments de mesure en verre. Emballage standard de 10 pièces

Schellbach clip, white with blue line
Field of application:
For all measuring instruments in the field of medicine, chemistry and industry
Handling:
Adjusting height like that of the MEDICO-clip. Reading is effected in the same way as you do it with Schellbach blue line. The measuring device is brought at eye-level and is read exactly at the points of contact of the arrow-heads which developed on a Schellbach blue line.

Clip de Schellbach, blanc avec bande bleue. Champs d'applications:
Pour tous les instruments de mesure en verre dans la médecine, la chimie et l'industrie. Même lecture qu'avec la bande en émail bleue de Schellbach



3.690.***

Clip Ø	Length Longueur mm	For tube Ø, from - to Pour tubes de dia. de -	Order No. N° de code
4.0	36	4.2 - 5.5	3.690.001
6.0	36	6.1 - 7.5	3.690.002
9.8	36	10.0 - 13.3	3.690.003
13.5	36	13.8 - 17.0	3.690.004
18.4	36	18.5 - 22.0	3.690.005
24.8	36	25.0 - 29.5	3.690.006
32.5	36	33.0 - 42.0	3.690.007



Contrast clip, black on white


Clip de contraste, noir sur blanc

Clip Ø	Length Longueur	For tube Ø, from - to Pour tubes de dia. de -	Order No. N° de code
mm	mm	mm	
4.0	36	4.2 - 5.5	3.691.001
6.0	36	6.1 - 7.5	3.691.002
9.8	36	10.0 - 13.3	3.691.003
13.5	36	13.8 - 17.0	3.691.004
18.4	36	18.5 - 22.0	3.691.005
24.8	36	25.0 - 29.5	3.691.006
32.5	36	33.0 - 42.0	3.691.007

Assortment, besides the packing unit of 10 pieces per size, we can also deliver an assortment of clips, size 1 - 7

Assortiment de clips de la taille 1 à 7

Type Type	Order No. N° de code
„Medico Clip“, white / <i>Clip Medico, blanc</i>	3.692.000
„Clip with Schellbach blue line“ / <i>Clip à bande bleue de Schellbach</i>	3.693.000
„Contrast-Clip“, black and white / <i>Clip de contraste, noir sur blanc</i>	3.694.000



3.691.***

Graduated cylinders

Eprouvettes graduées

Graduated cylinders, tall form class B, short line graduation, acc. to EN ISO 4788, „In“, with acid and alkali resistant DIFFICO amber stain graduation and inscriptions. Better than class B accuracy, within the tolerances for officially tested graduated cylinders, made of borosilicate glass

Eprouvettes graduées forme haute, à bec en verre borosilicaté, classe B, graduations et inscriptions à haute résistance chimique de couleur marron, selon EN ISO 4788

Graduated cylinder, class DIN-B, short line graduation, made of Borosilicate glass, with plastic bases and protection collar, made of Polypropylene


Eprouvettes graduées forme haute, à bec en verre borosilicaté, classe B, graduations et inscriptions à haute résistance chimique de couleur marron, livrées avec base hexagonale et collier de protection en polypropylène

Capacity Capacité ml	Division Division ml	Tolerance Tolérance ml	Order No. N° de code
5	0.1	± 0.08	3.700.000
10	0.2	± 0.15	3.700.001
25	0.5	± 0.40	3.700.003
50	1.0	± 0.80	3.700.005
100	1.0	± 0.80	3.700.010
250	2.0	± 1.50	3.700.025
500	5.0	± 4.00	3.700.050
1000	10.0	± 8.00	3.700.100
2000	20.0	± 15.00	3.700.200

Spare hexagonal base, made of Polypropylene (PP)

Base hexagonale en polypropylène, de rechange

For capacity Pour capacité ml	Order No. N° de code
5	3.701.000
10	3.701.001
25	3.701.003
50	3.701.005
100	3.701.010
250	3.701.025
500	3.701.050
1000	3.701.100



3.700.***